

The background of the entire page is a solid blue color. Two dental implants are shown. One implant is in the foreground, slightly to the right of the center, and is in sharp focus. It has a wide, flared top section with a central hole, a smooth cylindrical middle section, and a threaded section at the bottom. The second implant is in the background, to the left and slightly behind the first one, and is out of focus. It has a similar design but with a more pronounced flared top section.

Reiner
DENTAL

CATÁLOGO GENERAL

Passion for precision.



Reiner^{DENTAL}

GARANTÍA DE POR VIDA

REINER es sinónimo de seguridad para el profesional y tranquilidad para el paciente. Nuestros productos cumplen los más altos estándares de calidad y acreditan su fiabilidad y excelencia ante los análisis más rigurosos.

Seguridad para el profesional. Tranquilidad para el paciente.

INTRODUCCIÓN

1

INSTRUCCIONES

Indicaciones de uso y funcionamiento.....	8
Área cliente.....	12
Instalación de librerías.....	14

2

FAMILIAS

Pilar cicatrización Multiunit.....	18
Pilar BOPT.....	19
Réplica digital Quick Digital.....	20
Interfases anguladas.....	22
Interfases rectas.....	23
Scan Body intraoral.....	24
Pilares Long Click.....	25

3

CONEXIONES

Branemark.....	30
Zimmer.....	32
Biohorizons.....	34
Straumann BLX.....	35
Straumann Bone Level.....	36
Straumann Tissue Level.....	38
Neodent.....	40
Nobel Active.....	42
Nobel Replace.....	44
Biomet 3i Certain.....	46
BTI Interna.....	48
Astra Osseospeed.....	50
Megagen Anyridge.....	52
Ankylos.....	54
Sweden & Martina.....	56
Sweden & Martina Kohno.....	58
Biotech Kontakt.....	60

4

TRANSEPITELIALES

Multiunit System.....	62
Astra Tech 20.....	63
Straumann SRA.....	64
Straumann Synocta.....	65
BTI Multi IM System.....	66
BTI Unit System.....	67

5



HERRAMIENTAS Y TORNILLOS

Herramientas.....	69
Do it yourself.....	70
Kit herramientas.....	70
Kit extractor de tornillos rotos.....	71
Kit extractor de tornillos coronados e implantes.....	71
Tornillos.....	72
Explicación de símbolos de tornillos.....	73

Nuestra pasión

INGENIERÍA INVERSA

En REINER nuestra pasión por la precisión se demuestra desde el inicio del proceso. Todo comienza en el departamento de ingeniería, donde se miden cotas y geometrías para posteriormente elaborar un diseño óptimo desde el punto de vista protésico. El control de calidad de todo el desarrollo viene marcado por los más altos estándares del mercado.



Esquema pilar REINER Dental.
Máxima rigurosidad en la tolerancia de las geometrías críticas.

Comparación en 3D de piezas diseñadas, ensamblado y asentamiento de tornillo.



Tratamiento estadístico de comprobación de medidas nominales y tolerancias de plano con producción real.

UNIÓN ÍNTIMA


Focalizamos nuestro esfuerzo en el concepto integral de unión íntima: máximo contacto entre superficies de las conexiones implante-pilar que concede a nuestros productos:

- Mayor estabilidad.
- Minimización de los micromovimientos.
- Protección ante el aflojamiento de tornillos.
- Sellado bacteriano.




Evitar micromovimientos

En REINER incidimos al extremo por un ajuste sin GAP, respetando al 100% la conexión. La existencia de GAP equivale a la aparición de micromovimientos e inestabilidad, que son causa de aflojamiento, rotura de tornillos y fracaso de la prótesis e implante.



REINER Dental.
Conexión 3i Certain®.
Ajuste perfecto.




Otras marcas.
Conexión 3i Certain®.


Evitar entrada de bacterias mediante sellado

Nuestro objetivo de conseguir el mínimo GAP se traduce en una barrera de macrófagos, lo que asegura el mantenimiento del interior de la conexión y la salubridad del mucoperiostio.




Ausencia de GAP significa una encía sana debido a una prótesis consistente.






CRECIMIENTO DE LA ENCÍA

En REINER incidimos en elaborar perfiles que simulen el diente natural para asegurarnos la conservación y el crecimiento de la encía, uno de los principales factores de éxito de la prótesis.



Aditamento REINER Dental.
Emergencia natural. Favorece el crecimiento del mucoperiostio. Facilita la higiene reduciendo la colonización de la bolsa perimplantar.



Otras marcas.
Aristas causantes de mucositis. Pérdida de altura ósea perimplantar. Complica la higiene favoreciendo peri-implantitis. Enrojecimiento y pérdida estética.



INSTRUCCIONES

Denominación de la marca comercial:**Aditamentos Dentales de Reiner Medical S.L.**

INDICACIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

GENERALIDADES

Para asegurar el correcto funcionamiento del producto siga correctamente las instrucciones de uso descritas a continuación. El incumplimiento de estas instrucciones puede generar la aparición de las siguientes complicaciones:

- Atragantamiento
- Defectos en otros componentes previamente implantados
- Aflojamiento de toda la estructura protésica
- Restauración defectuosa
- Reducción de la capacidad masticatoria del paciente
- Fracaso de la restauración implanto-protésica

En caso de duda, consultad con el departamento de atención al cliente de Reiner Dental, bien por email info@reinerdental.es o llamando al +34 943 606 286.

Estas instrucciones de uso están accesibles digitalmente en www.reinerdental.com/ifu.

La seguridad y el desempeño clínico de todos los aditamentos dentales comercializados por Reiner Medical SL están avalados y certificados por el ON 0051. El certificado está accesible digitalmente en www.reinerdental.com/sscp.

USO

Los aditamentos protésicos dentales comercializados por Reiner Medical pueden exclusivamente ser utilizados como componentes protésicos para restauraciones bucodentales.

El producto debe ser usado por profesionales y protésicos y clínicos cualificados. Se considera un proceso complejo que requiere de formación, y alta precisión para asegurar un correcto funcionamiento.

Los productos deben ser usados con productos compatibles Reiner, los cuales están identificados en el catálogo comercial. En caso de duda, consultad con el fabricante.

ALMACENAJE

El producto se debe almacenar en su packaging original en condiciones determinadas en el etiquetado del propio producto.

ESTERILIDAD

Los productos protésicos comercializados por Reiner Medical, son NO ESTERILIZADOS. Todos los productos deben ser esterilizados antes de su uso.

Reiner Medical ha validado la esterilización por autoclave de vapor, considerándolo el proceso de esterilización más óptimo y compatible para los productos.

Proceso de Esterilización

- Esterilizar en el packaging original (blíster envasado al vacío)
- Método: autoclave de vapor
- Ciclo: pre-vacío
- Temperatura: 132 °C
- Temperatura Max.: 137 °C
- Tiempo: 4 minutos
- Pre-Vacío: 3 veces < 60 mbar
- Tiempo de secado: mínimo 20 minutos dentro de la cámara
- Tiempo de enfriamiento: 10 minutos en temperatura ambiente

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

1. El usuario debe asegurar la integridad del packaging y producto antes de su uso.
2. El producto debe ser usado y manipulado por un profesional cualificado. Se considera un proceso complejo que requiere de formación, experiencia y alta precisión para asegurar un correcto funcionamiento.
3. Antes de su uso, el producto debe ser esterilizado por autoclave de vapor.

INDICACIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

- Después de la esterilización, el producto debe ser usado en un ambiente aséptico libre de microorganismos, asegurando la esterilidad del mismo durante su manipulación.
- El producto debe ser manipulado haciendo uso de productos compatibles Reiner, que se identifican en el catálogo comercial. En caso de duda, consultad con expertos de Reiner Medial.
- El producto es de UN SOLO USO, no puede ser reutilizado.
- Para asegurar una correcta colocación del producto, se recomienda tomar una imagen Rayos-X o un escaneo de la zona.

CUIDADO DEL PACIENTE

Una óptima higiene oral es vital para el éxito de la restauración. La limpieza oral debe ser realizada a diario, con el fin de evitar placas. Se recomienda hacer uso de cepillos blandos de nylon con una pasta de dientes no abrasiva. Se recomienda aplicar chorros de agua a presión. El paciente debe ser citado periódicamente por el clínico profesional para realizar revisiones periódicamente. En caso de dolencias y complicaciones, se debe acudir con urgencia al clínico dentista.

INDICACIONES ESPECÍFICAS

Tornillos



Uso Previsto: usado para fijar los componentes protésicos al implante.

Fabricado en Titanio Grado 5.

No se deben usar los tornillos de laboratorio en clínica. Los tornillos para uso clínico contienen un recubrimiento que le aporta dureza y menor ductilidad, permitiendo mayores torques y mejores ajustes en la restauración final.

Cada tornillo tiene su propio destornillador, en el catálogo comercial se indica qué destornillador corresponde a cada tornillo.

Si en el etiquetado no se especifica, sigue la siguiente tabla de torque:

Screw's Metric	Recommended applied Torque (Ncm)
M 1.4	< 15
M 1.6	< 25
M 1.8	< 25
M 2	< 30
M 2.5	< 35

** Una incorrecta aplicación del torque puede derivar al aflojamiento y mal funcionamiento del sistema.

Tapones de Cicatrización



Uso Previsto: usado como ayuda temporal en la rehabilitación protésica. Directamente enroscado al implante, ayudando en la oseointegración previa a la reconstrucción de la parte protésica.

Fabricado en Titanio Grado 5.

Reiner Medical ofrece distintas alturas de tapones, teniendo que elegir dependiendo de la profundidad a la que se haya enterrado el implante en la mandíbula.

Reiner Medical recomienda colocar el tapón de cicatrización en la superficie de la encía, para así a posteriori evitar una nueva incisión para la restauración protésica correspondiente.



Aditamentos



Uso Previsto: usado como conectores entre el implante y la corona dental.

Fabricado en Titanio Grado 5.

INDICACIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Reiner Medical ofrece sistemas rotatorios o antirotatorios, diseñados con múltiples conexiones para todo tipo de sistemas de implantes listados en el catálogo comercial.

El aditamento requiere ser atornillado al implante con el correspondiente tornillo y con el torque indicado. El uso inadecuado el tornillo y el torque, pueden derivar en microranuras entre el implante y el aditamento, por donde se filtrarían microorganismos que generarían un proto rechazo de la restauración.


Sistema Long Click




Uso Previsto: usado para la fijación de las sobredentaduras al implante.

Fabricado en Titanio Grado 5 recubierto con el tratamiento superficial Diamond Like Carbon, que le aporta una mayor dureza y menor coeficiente de fricción, aumentando su vida útil funcional.


1. Colocar el transportador al aditamento Long Click para una transportación segura.



2. Aplicar el torque indicado para una correcta fijación del Long Click al implante. Aplicar un torque de hasta 30 Ncm.



3. Coloca espaciador blanco entorno al Long Click y presiona hasta que contacte con la encía.



Coloca el tapón con el retenedor negro encima del Long Click y presionar hasta un ajuste perfecto. Colocar la sobredentadura encima del sistema y retirarla. El tapón y el retenedor negro quedarán ajustados a los huecos de la sobredentadura.

4. Coloca los correspondientes retenedores dentro de los tapones de la dentadura, haciendo uso del insertador Long Click. Se recomienda probar con el retenedor de menor resistencia primero y luego ir progresando hasta que el paciente se sienta cómodo con el ajuste de la sobredentadura.



Coloca la sobredentadura en la boca del paciente y presionar para que los retenedores se acoplen correctamente al Long Click. Comprobar que la oclusión es la correcta. Indicar al paciente cómo colocar y quitar la sobredentadura. Si la retención no es la apropiada, cambiar los retenedores. Instruir al paciente de cómo debe realizar un óptimo mantenimiento de la sobredentadura.

Transfer de Impresión y Scan Body



Uso Previsto: componentes directamente acoplados al implante o análogo de laboratorio. Usados para transferir la localización y orientación del implante.

Fabricado en Titanio G5.

Para un correcto funcionamiento, el profesional debe asegurar la compatibilidad del transfer con el implante y su correcta fijación, evitando micromovimientos.

Análogos



INDICACIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Uso Previsto: usado como réplicas de implantes que se acoplan a modelos 3D que simulan la boca del paciente, permitiendo diseñar la restauración protésica en el laboratorio

Fabricado en Acero Inoxidable AISI Grado 303.

Para un óptimo funcionamiento, el profesional debe asegurar una correcta fijación de los análogos en los Modelos 3D, evitando micromovimientos.

El profesional debe verificar la compatibilidad de los componentes.

Procedimiento Transfer de Impresión y Análogos

1. Insertar el transfer de impresión o Scan Body en el implante. Hacer uso del correspondiente destornillador para proporcionar un correcto torque.
2. Sacar una radiografía para verificar el correcto ajuste entre el implante y el transfer colocado.
3. Escanear la boca
 - a. Si se requiere, insertar material para la toma de impresión. Obtener el modelo 3D de escayola.
 - b. Usar un scanner intraoral e imprimir el Modelo 3D.
4. Retirar el transfer de la boca.
5. Colocar el correspondiente análogo en el Modelo 3D. Colocar el transfer o Scan Body en el Modelo 3D encima del análogo.
6. Diseñar la parte protésica.

Herramientas



Screw tip

Extractor

Postponer

Uso Previsto: usado para transportar y aportar el torque apropiado a los componentes.

Fabricado en Acero Inoxidable AISI Grado 303

Reiner Medical ofrece herramientas de distintas alturas y compatibles con distintas conexiones.

Antes de aplicar el torque, el profesional debe asegurarse de que haya elegido el correcto destornillador. De lo contrario el torque proporcionado no será el correcto y cabrá la posibilidad de que se dañe la geometría de la conexión del tornillo, dificultando una posible necesidad de retirada del tornillo.

Reiner Medical S.L. recomienda sustituir las herramientas periódicamente debido al desgaste que puedan sufrir durante su uso.

Fabricante: **Reiner Medical S.L.**



Polígono Industrial Itziar, Parcela H3, 20820, Deba (Spain)
Tlf.: (+34) 943 606 286
<https://www.reinerdental.com/es/>



CE Mark producto Class IIb

GLOSARIO

La siguiente tabla describe el significado de cada símbolo que puede presentarse en el etiquetado del producto.



Consultar instrucciones de uso



Data Matrix con Unique Device Identifier (UDI)



Marcado CE con el N° del ON



Número de Lote de Fabricación



Referencia del Producto



Unidades en el packaging



No reutilizar



No Re-esterilizar



No usar si el packaging está deteriorado



Mantener fuera de la luz solar



Producto No Estéril



Mantener en lugares secos



Fabricante



Fecha de Fabricación

Nuestra amplia gama de aditamentos dentales, **también online.**

En Reiner Dental ofrecemos la oportunidad de, a través de la web, gestionar tus pedidos y facturas de una manera cómoda y sencilla.

ÁREA CLIENTE

1 Accede a la página
www.reinerdental.com


2 Tan sólo hay que darse de alta en la web con tus datos en el apartado "Regístrate" para comenzar a disfrutar de estas posibilidades.

3 En adelante para acceder a tu cuenta deberás clicar en "Área cliente". Introduciendo tu email y clave entrarás en "Mi cuenta".

ÁREA CLIENTE

4

En el área personal están disponibles las facturas y los albaranes, así como la posibilidad de incluir tus productos más utilizados en el apartado de "Mis favoritos" para tenerlos a golpe de click.



Mis favoritos

Añade en este apartado los productos que más consumes para así poder realizar una compra más ágil

PRODUCTO	ALTURA GINGIVAL	REF.	STOCK	UNIDADES	PRECIO/UD
 Pillar Escaneado Straumann TL WN Quitar de favoritos	PD-331D	En stock	1	0,00€	Me interesa
 Interfase Recta Straumann Antitrot. WN Quitar de favoritos	0.7000 mm PD-332	En stock	1	24,00€	Añadir al carrito
 Réplica Straumann TL RN Ø4.8 Quitar de favoritos	PD-015	En stock	1	7,00€	Añadir al carrito

MIS PEDIDOS

Nº DE PEDIDO	FECHA	TOTAL	ESTADO	
00007071W	22 Junio 2021	203,28 €	Pendiente	Ver pedido
00007072W	22 Junio 2021	333,30 €	Pendiente	Ver pedido

MIS ALBARANES

Nº DE ALBARÁN	FECHA DE ALBARÁN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	TOTAL	ALBARÁN
---------------	------------------	--------------------	-------	---------

MIS FACTURAS

Nº DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	FORMA DE PAGO	TOTAL	FACTURA
---------------	------------------	---------------	-------	---------

MIS DATOS

Datos personales

Empresa o nombre y apellidos REINER DENTAL	OFICF 16259714W
Dirección POLIND. ITZIAR PARCELA H7	Localidad ITZIAR
Código postal 20829	País España
Provincia Gipuzkoa	Teléfono
Email pedidos@reinerdental.com	Clave de acceso
Repetir clave	
Modificar	

Librerías CAD/CAM



En REINER DENTAL llevamos años desarrollándonos en el flujo digital. Prueba de ello son las librerías digitales CAD/CAM que contienen todos los componentes necesarios para una restauración digital (pilares de escaneado, interfases de titanio, análogos...) para los diferentes sistemas compatibles que REINER DENTAL ofrece.

INSTALACIÓN LIBRERÍAS 3shape

1 Descargar la última versión de nuestras librerías Reiner para 3Shape

2 Guardar las librerías en su pc (cualquier directorio)

3 Abrir software de 3Shape
Seguir los siguientes pasos








INSTALACIÓN LIBRERÍAS

exocad




- 1 Descargar la última versión de nuestras librerías Reiner para Exocad.

- 2 La carpeta donde aparece el nombre de la conexión SIN el 'Quick Digital' se tendrá que guardar en la siguiente ruta: DentalCADApp/library/implant



3

La carpeta donde aparece el nombre de la conexión CON el 'Quick Digital' se tendrá que guardar en la siguiente ruta: DentalCADApp/library/modelcreator/implants





FAMILIAS DE PRODUCTOS

BRANEMARK

ZIMMER

BIOHORIZONS &
STRAUMANN BLX

STRAUMANN
BONE LEVEL

STRAUMANN
TISSUE LEVEL

NEDDENT

NOBEL
ACTIVE

NOBEL
REPLACE

BIOMET
3i CERTAIN

BTI INTERNA

ASTRA
OSSEOSPEED

MECAGEN
ANYRIDGE

ANKYLOS

SWEDEN &
MARTINA

SWEDEN &
MARTINA KOHNO

BIOTECH KONTACT
TRANSEPTILIALES

Pilar cicatrización **MULTIUNIT**

El tapón que
más fácil
se posiciona



- Rosca integrada en el tapón monoblock.
- Facilita la manipulación y colocación sobre el pilar al clínico.
- Sujeción y puesta en boca directa con la punta del destornillador.
- Titanio grado 5.



Posicionamiento del pilar de cicatrización sobre un transepitelial multiunit directamente con la punta de destornillador.

Pilar **BOPT**

El pilar que favorece el crecimiento óptimo de los tejidos



- Longevidad del implante debido al crecimiento óseo.
- Libertad de elección del margen coronal.
- Contribuye a la generación de grosor de la encía para el mantenimiento de la barrera biológica.
- Favorece la obtención de resultados estéticos de éxito.
- Prótesis y emergencia predecible que evita isquemias.
- Pilar óptimo para espacios interdientales reducidos.
- Conexiones: BTI® interna, Nobel Active®, 3i Certain®, Bone Level®, Zimmer®.



Crecimiento y altura óseo óptimos.



Grosor, altura y color de encía.



Resultado final de éxito y garantía estética.

Réplica digital **QUICK DIGITAL**



La réplica digital
que transformará
nuestro sector



La fabricación inteligente

Gracias a la tecnología digital, trabajar eficientemente, con precisión y reproducibilidad en los laboratorios es una realidad. La fabricación digital reduce el número de etapas, el tiempo de trabajo y el riesgo de errores respecto al proceso tradicional.

En Reiner Medical tenemos pasión por la precisión y por eso lanzamos al mercado unas réplicas digitales que por sus características únicas, reducen casi a 0 todas las ineficiencias derivadas de un modelado erróneo.

Librerías

 dental wings |  exocad |  3shape

Quick DIGITAL




Anclaje perfecto

Sus dos caras planas evitan cualquier tipo de giro o rotación.

Conexión universal

La conexión de la tuerca es de 1,2 y adaptada a la llave Reiner, lo que evita tener que comprar accesorios extras.



Fijación en eje Z

Además de la fijación a la tuerca que impide su extracción y el movimiento en Z, nuestras réplicas digitales disponen de otros dos posicionadores que impiden este movimiento.

1 | Retención con "click"

2


Fácil inserción

Su forma cónica favorece la inserción en el modelo.

Tuerca

Interfases anguladas

Máxima adaptabilidad y comodidad



Altura de chimenea adaptable

Las interfases anguladas de Reiner tienen una altura de chimenea de 5,5 mm (por encima de la mayoría de interfases del mercado), lo que aporta una mayor superficie de cementado. En caso de necesitar una altura menor, la chimenea dispone de micro-ranuras retentivas posicionadas cada 1 mm para facilitar su corte.

Angulación adaptable

Gracias a esas mismas ranuras, también es posible adaptar la angulación a 20° o 30° según necesidad.

Esta característica permite optimizar la superficie de cementado y crear una barrera hacia el canal oclusal para impedir que se filtre el cemento.

Otras características

- Espacio de apoyo para zirconio de 0,5 mm y emergencia natural adaptada.
- Grosor de chimenea >0,5 mm para mayor consistencia y garantizar que no existan roturas.
- Recubrimiento con nitrato de titanio para acabado estético.



Interfases rectas



Las características de las interfases rectas de Reiner son únicas en el mercado en cuanto a resistencia y precisión se refiere.

- Diferentes alturas gingivales incluidas en la librería.
- Máximo grosor y altura chimenea para aumentar consistencia.
- Máximo apoyo para zirconio respetando anatomías naturales.
- Adaptadas para utilización con tornillo original.
- Precisión de 1 micra.
- Recubrimiento con nitrato de titanio.
- El recubrimiento TiN reduce la rugosidad de la superficie y aumenta la dureza, disminuyendo la fricción y el desgaste del material.
- El recubrimiento TiN proporciona propiedades antimicrobiales a la superficie, reduciendo la posibilidad de infecciones y favoreciendo la experiencia del paciente.

Scan Body **intraoral**

Diseño anatómico
para espacios
interdentales
reducidos



- Scan Body para espacios muy reducidos, con un diámetro de Ø 4,5 mm y una altura de 12 mm que garantiza el escaneado en implantes subcrestales. Cada pieza es controlada en sus cotas críticas de cara a una repetibilidad óptima y a minimizar cualquier error de escaneado.
- Diseño anatómico especial para plataformas estrechas y espacios interdentales reducidos.
- Agujero reducido del tornillo: Aumenta la superficie de escaneado.
- Tratamiento de superficie en acabado mate anti-reflejos permitiendo el escaneo intraoral y de laboratorio sin spray.
- Utiliza el tornillo estandarizado de la plataforma minimizando el uso de herramientas.

Librerías

 dental wings |  exocad |  3shape

Pilares **LONG CLICK****Long
click**

Long Click:
durabilidad,
resiliencia y
comodidad
para el paciente

**Retenedores**

Fabricados con material biocompatible, certificado y con excelentes propiedades mecánicas.

**Cápsula de retención**

Retención mejorada para un óptimo anclaje con la resina.

**Comparativa cápsula de retención**

Cazoleta Locator
2 puntos de retención



Cazoleta Long Click
3 puntos de retención



Pilares **LONG CLICK**

TABLA DE REFERENCIAS

Conexiones		Referencia	Descripción	Altura transmucosa
	BTI INT RP	PD-LCBTIRP1	LONG CLICK BTI INT RP	1 mm
		PD-LCBTIRP2	LONG CLICK BTI INT RP	2 mm
		PD-LCBTIRP3	LONG CLICK BTI INT RP	3 mm
		PD-LCBTIRP4	LONG CLICK BTI INT RP	4 mm
	HEX EXT RP	PD-LCHERP1	LONG CLICK HEX EXT RP	1 mm
		PD-LCHERP2	LONG CLICK HEX EXT RP	2 mm
		PD-LCHERP3	LONG CLICK HEX EXT RP	3 mm
		PD-LCHERP4	LONG CLICK HEX EXT RP	4 mm
		PD-LCHERP5	LONG CLICK HEX EXT RP	5 mm
		PD-LCHERP6	LONG CLICK HEX EXT RP	6 mm
	HEX INT NP	PD-LCHINP1.5	LONG CLICK HEX INT NP	1,5 mm
		PD-LCHINP2.5	LONG CLICK HEX INT NP	2,5 mm
		PD-LCHINP3.5	LONG CLICK HEX INT NP	3,5 mm
		PD-LCHINP4.5	LONG CLICK HEX INT NP	4,5 mm
		PD-LCHINP5.5	LONG CLICK HEX INT NP	5,5 mm
	STRAUMANN RN	PD-LCSTRN1	LONG CLICK STRAUMANN RN	1 mm
		PD-LCSTRN2	LONG CLICK STRAUMANN RN	2 mm
		PD-LCSTRN3	LONG CLICK STRAUMANN RN	3 mm
		PD-LCSTRN4	LONG CLICK STRAUMANN RN	4 mm
	BONE LEVEL NC	PD-LCBLNC2	LONG CLICK BONE LEVEL NC	2 mm
		PD-LCBLNC3	LONG CLICK BONE LEVEL NC	3 mm
		PD-LCBLNC4	LONG CLICK BONE LEVEL NC	4 mm
	BONE LEVEL RC	PD-LCBLRC2	LONG CLICK BONE LEVEL RC	2 mm
		PD-LCBLRC3	LONG CLICK BONE LEVEL RC	3 mm
		PD-LCBLRC4	LONG CLICK BONE LEVEL RC	4 mm
	ASTRA AQUA	PD-LCAQ1	LONG CLICK ASTRA AQUA	1 mm
		PD-LCAQ2	LONG CLICK ASTRA AQUA	2 mm
		PD-LCAQ3	LONG CLICK ASTRA AQUA	3 mm
		PD-LCAQ4	LONG CLICK ASTRA AQUA	4 mm
		PD-LCAQ5	LONG CLICK ASTRA AQUA	5 mm

TABLA DE REFERENCIAS

Conexiones		Referencia	Descripción	Altura transmucosa
	ACTIVE NP	PD-LCNANP1	LONG CLICK NOBEL ACTIVE NP	1 mm
		PD-LCNANP2	LONG CLICK NOBEL ACTIVE NP	2 mm
		PD-LCNANP3	LONG CLICK NOBEL ACTIVE NP	3 mm
		PD-LCNANP4	LONG CLICK NOBEL ACTIVE NP	4 mm
	ACTIVE RP	PD-LCNARP1	LONG CLICK NOBEL ACTIVE RP	1 mm
		PD-LCNARP2	LONG CLICK NOBEL ACTIVE RP	2 mm
		PD-LCNARP3	LONG CLICK NOBEL ACTIVE RP	3 mm
		PD-LCNARP4	LONG CLICK NOBEL ACTIVE RP	4 mm
	REPLACE NP	PD-LCNRNP1	LONG CLICK NOBEL REPLACE NP	1 mm
		PD-LCNRNP2	LONG CLICK NOBEL REPLACE NP	2 mm
		PD-LCNRNP3	LONG CLICK NOBEL REPLACE NP	3 mm
		PD-LCNRNP4	LONG CLICK NOBEL REPLACE NP	4 mm
	REPLACE RP	PD-LCNRRP1	LONG CLICK NOBEL REPLACE RP	1 mm
		PD-LCNRRP2	LONG CLICK NOBEL REPLACE RP	2 mm
		PD-LCNRRP3	LONG CLICK NOBEL REPLACE RP	3 mm
		PD-LCNRRP4	LONG CLICK NOBEL REPLACE RP	4 mm
	3i CERTAIN NP	PD-LC3INP1	LONG CLICK 3i CERTAIN NP	1 mm
		PD-LC3INP2	LONG CLICK 3i CERTAIN NP	2 mm
		PD-LC3INP3	LONG CLICK 3i CERTAIN NP	3 mm
		PD-LC3INP4	LONG CLICK 3i CERTAIN NP	4 mm
	3i CERTAIN RP	PD-LC3IRP1	LONG CLICK 3i CERTAIN RP	1 mm
		PD-LC3IRP2	LONG CLICK 3i CERTAIN RP	2 mm
		PD-LC3IRP3	LONG CLICK 3i CERTAIN RP	3 mm
		PD-LC3IRP4	LONG CLICK 3i CERTAIN RP	4 mm

Pilares **LONG CLICK****Long
click**

TABLA DE REFERENCIAS

Pilares CAS-TO BAR	Referencia	Descripción	
	PD-LCHRB	HEMBRA ROSCADA PARA BARRA	
	PD-LCHLB/A	HEMBRA DE ACERO LÁSER PARA SOLDAR EN BARRA	
	PD-LCHLB	HEMBRA DE TITANIO LÁSER PARA SOLDAR EN BARRA	
Recambios Retenedores	Referencia	Ud.	Descripción
	PD-LCR20A	4	RECAMBIOS GOMA AZUL
	PD-LCR20R	4	RECAMBIOS GOMA ROSA
	PD-LCR20T	4	RECAMBIOS GOMA TRANSPARENTE
	PD-LCRPPC	4	RECAMBIOS GOMA NEGRA Y CAZOLETA
	PD-LCR40V	4	RECAMBIOS GOMA VERDE
	PD-LCR40R	4	RECAMBIOS GOMA ROJA
	PD-LCR40A	4	RECAMBIOS GOMA NARANJA
	PD-LCRN		RETENEDORES NEGROS
Otros	Referencia	Ud.	Descripción
PACKS DE PROCESADO	 PD - LCPP20		LONG CLICK NORMAL 20°
	 PD - LCPP40		LONG CLICK ANGULADO 40°
LLAVE		PD - 874	LLAVE LONGITUD: 23 mm
MULTIUNIT		PD-LCMURP2	
MULTILOCK		PD-LCMCT	
ANÁLOGO		PD-LCAN	2
TRANSFER DE IMPRESIÓN		PD-LCTIMP	2



CONEXIONES

BIOTECH KONTAKT
TRANSEPTALES

SWEDEN &
MARTINA KOHNO

SWEDEN &
MARTINA

ANKYLOS

MECAGEN
ANYRIDGE

ASTRA
OSSEOSPEED

BTI INTERNA

BIOMET
3i CERTAIN

NOBEL
REPLACE

NOBEL
ACTIVE

NEDDENT

STRAUMANN
TISSUE LEVEL

STRAUMANN
BONE LEVEL

BIOHORIZONS &
STRAUMANN BLX

ZIMMER

BRANEMARK

HEXÁGONO EXTERNO

BRANEMARK | RP: BIOMET 3I · PHIBO TSH S3/S4 · BTI EXTERNO · AVINENT

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.0

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-310D	PD-311R	PD-321D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
PD-373	PD-010	PD-525

Quick Digital



NP	RP	WP
PD-076D	PD-006D	PD-121D

Análogo



NP	RP	WP
PD-076	PD-006	PD-121

Pilares provisionales

TITANIO



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-550	PD-384	PD-552

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-551	PD-385	PD-553

PEEK



Rotatorios

RP
PD-047

Antirotatorios

RP
PD-048

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-270	PD-085	PD-272	0,5 mm
	PD-085/2		2 mm
	PD-085/3		3 mm
PD-270D/A8	PD-085D/A8	PD-272D	0,5 mm
	PD-085D/2/A8		2 mm
	PD-085D/3/A8		3 mm

Angulados

Angulados

Angulados

Antirotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-271/A8	PD-086/A8	PD-273	0,5 mm
	PD-086/2/A8		2 mm
	PD-086/3/A8		3 mm
PD-271D	PD-086D	PD-273D	0,5 mm

Angulados

Pilares cementado



Rotatorios

NP	RP
PD-220	PD-224

Antirotatorios

NP	RP
PD-221	PD-007

PD-008 Angulados 15°

PD-009 Angulados 25°

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-073	PD-001-B	PD-116

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-074	PD-002-B	PD-118

Sobrecolables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-222	PD-088	PD-226

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-223	PD-089	PD-227

HEXÁGONO EXTERNO

BRANEMARK | RP: BIOMET 3I · PHIBO TSH S3/S4 · BTI EXTERNO · AVINENT

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.0

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



NP	RP	WP	Altura
	PD-034C/2		2 mm
PD-370/3	PD-034C/3	PD-371/3	3 mm
	PD-034C/4		4 mm
PD-370/5	PD-034C/5	PD-371/5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Rectos



NP	RP	Altura
PD-180/1	PD-181/1	1 mm
PD-180/2	PD-181/2	2 mm
PD-180/3	PD-181/3	3 mm
	PD-181/4	4 mm
	PD-181/5	5 mm



Angulados 17°

RP	Altura
PD-183/2	2 mm
PD-183/3	3 mm
PD-183/4	4 mm

Angulados 30°

RP	Altura
PD-184/3	3 mm
PD-184/4	4 mm
PD-184/5	5 mm

TORNILLOS

Tornillo de laboratorio

	NP	RP	WP	Métrica
☆	PD-075			1.6
1.2		PD-005-A		2
1.25		PD-005-B		2
1.3		PD-005-C		2
☆		PD-128		2
☆			PD-119	2.5
Torque	25 Ncm	35 Ncm	40 Ncm	

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita aflojamiento

NP	RP	WP	Métrica
☆	PD-340		1.6
1.2	PD-341		2
1.25	PD-342		2
1.3	PD-343		2
☆	PD-349		2
☆		PD-344	2.5
Torque	25 Ncm	35 Ncm	40 Ncm

Tornillo angulado

	NP	RP	WP
☆	PD-075D	PD-005D	PD-119D
Torque	25 Ncm	35 Ncm	40 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares



NP	Altura
PD-LCHERP1	1 mm
PD-LCHERP2	2 mm
PD-LCHERP3	3 mm
PD-LCHERP4	4 mm
PD-LCHERP5	5 mm
PD-LCHERP6	6 mm

HEXÁGONO INTERNO

ZIMMER | BIOHORIZONS · MIS SEVEN · ALPHA BIO

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.5 | WP Ø 5.7

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-810R	PD-313R	PD-314D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
PD-150	PD-399	PD-800

Quick Digital



NP	RP	WP
PD-038D	PD-072D	PD-125D

Análogo



NP	RP	WP
PD-038	PD-072	PD-125

Pilares provisionales



Rotatorios

NP	RP
PD-569	PD-571

Antirotatorios

NP	RP
PD-570	PD-572

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-485	PD-14IRR45/05	PD-029	0,5 mm
PD-485/2	PD-14IRR45/ 2		2 mm
PD-485/3	PD-14IRR45/3		3 mm
PD-485/4	PD-14IRR45/4		4 mm
PD-14IRA35/05	PD-14IRA45/05	PD-029D	0,5 mm
PD-14IRA35/2	PD-14IRA45/2		2 mm
PD-14IRA35/3	PD-14IRA45/3		3 mm
PD-14IRA35/4	PD-14IRA45/4		4 mm

Antirotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-14IAR35/05	PD-14IAR45/05	PD-030	0,5 mm
PD-14IAR35/2	PD-14IAR45/2		2 mm
PD-14IAR35/3	PD-14IAR45/3		3 mm
PD-14IAR35/4	PD-14IAR45/4		4 mm
PD-14IAA35/05	PD-14IAA45/05	PD-030D	0,5 mm
PD-14IAA35/2	PD-14IAA45/2		2 mm
PD-14IAA35/3	PD-14IAA45/3		3 mm
PD-14IAA35/4	PD-14IAA45/4		4 mm

Pilares BOPT



NP	RP
PD-068	PD-672

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-035	PD-070	PD-123

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-036	PD-071	PD-124

Sobrecolables



Rotatorios

NP	RP
PD-168	PD-140

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-169	PD-141	PD-206

HEXÁGONO INTERNO

ZIMMER | BIOHORIZONS · MIS SEVEN · ALPHA BIO

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.5 | WP Ø 5.7

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón cicatrización



NP	RP	WP	Altura
PD-207C/2			2 mm
PD-207C/3	PD-208C/3	PD-796/3	3 mm
PD-207C/4	PD-208C/4		4 mm
PD-207C/5	PD-208C/5	PD-796/5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Transepiteliales



Rectos

NP	RP	Altura
PD-460/1	PD-463/1	1 mm
PD-460/2	PD-463/2	2 mm
PD-460/3	PD-463/3	3 mm
PD-460/4	PD-463/4	4 mm
PD-460/5	PD-463/5	5 mm



Angulados 17°

NP	RP	Altura
PD-461/2	PD-464/2	2 mm
PD-461/3	PD-464/3	3 mm
PD-461/4	PD-464/4	4 mm

Angulados 30°

NP	RP	Altura
PD-462/4	PD-465/4	4 mm
PD-462/5	PD-465/5	5 mm

TORNILLOS

NP / RP / WP

Tornillo de Laboratorio

 PD-037

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.

 PD-345

Tornillo Sistema Angulado

 PD-037D

Métrica 1.8

Torque 30 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP	Altura
PD-LCHINP1.5	1 mm
PD-LCHINP2.5	2,5 mm
PD-LCHINP3.5	3,5 mm
PD-LCHINP4.5	4,5 mm
PD-LCHINP5.5	5,5 mm

HEXÁGONO INTERNO

BIOHORIZONS | ZIMMER · MIS SEVEN · ALPHA BIO

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.5 | WP Ø 5.7

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-22S35	PD-22S45	PD-22S57

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
PD-150	PD-399	PD-800

Quick Digital



NP	RP	WP
PD-22AD35	PD-22AD45	PD-22AD57

Análogo



NP	RP	WP
PD-22A35	PD-22A45	PD-22A57

Pilares provisionales



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-22PPR35	PD-22PPR45	PD-22PPR57

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-22PPA35	PD-22PPA45	PD-22PPA57

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-22IRR35/1	PD-22IRR45/1	PD-22IRR57/1	1 mm
PD-22IRR35/2	PD-22IRR45/2	PD-22IRR57/2	2 mm
PD-22IRR35/3	PD-22IRR45/3	PD-22IRR57/3	3 mm
PD-22IRA35/1	PD-22IRA45/1	PD-22IRA57/1	1 mm
PD-22IRA35/2	PD-22IRA45/2	PD-22IRA57/2	2 mm
PD-22IRA35/3	PD-22IRA45/3	PD-22IRA57/3	3 mm

Angulados

Angulados

Angulados

Antirotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-22IAR35/1	PD-22IAR45/1	PD-22IAR57/1	1 mm
PD-22IAR35/2	PD-22IAR45/2	PD-22IAR57/2	2 mm
PD-22IAR35/3	PD-22IAR45/3	PD-22IAR57/3	3 mm
PD-22IAA35/1	PD-22IAA45/1	PD-22IAA57/1	1 mm
PD-22IAA35/2	PD-22IAA45/2	PD-22IAA57/2	2 mm
PD-22IAA35/3	PD-22IAA45/3	PD-22IAA57/3	3 mm

Angulados

Angulados

Angulados

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP / RP / WP
PD-037

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-345

Tornillo Sistema Angulado



PD-037D

Métrica 1.8

Torque 30 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares



NP	Altura
PD-LCHINP1.5	1 mm
PD-LCHINP2.5	2,5 mm
PD-LCHINP3.5	3,5 mm
PD-LCHINP4.5	4,5 mm
PD-LCHINP5.5	5,5 mm



CONEXIÓN TORCFIT

STRAUMANN BLX

RB - Ø 3.5

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape 

Pilar
escaneado



RB

PD-61S35

Quick
Digital



RB

PD-61AD35

ANALÓGICO

Análogo



RB

PD-61A35

Pilares
provisionales



Rotatorios

RB

PD-61PPR35





Antirotatorios

RB

PD-61PPA35

PILARES

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape 

Interfases



Rotatorios

RB	Altura	
PD-61IRR35/05	0,5 mm	Rectos
PD-61IRR35/1	1 mm	Rectos
PD-61IRR35/2	2 mm	Rectos
PD-61IRA35/05	0,5 mm	Angulados
PD-61IRA35/1	1 mm	Angulados
PD-61IRA35/2	3 mm	Angulados

Antirotatorios

RB	Altura	
PD-61IAR35/05	0,5 mm	Rectos
PD-61IAR35/1	1 mm	Rectos
PD-61IAR35/2	2 mm	Rectos
PD-61IAA35/05	0,5 mm	Angulados
PD-61IAA35/1	1 mm	Angulados
PD-61IAA35/2	2 mm	Angulados

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



RB

PD-61TOL35

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-61TOC35

Tornillo Sistema Angulado



PD-61TOA35

Métrica 1.6

Torque 25 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

**Long
click**



RB	Altura
PD-61LC35/1	1 mm
PD-61LC35/2	2 mm
PD-61LC35/3	3 mm
PD-61LC35/4	4 mm
PD-61LC35/5	5 mm
PD-61LC35/6	6 mm

BONE LEVEL

STRAUMANN BONE LEVEL

NC Ø 3.3 | RC Ø 4.1

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape

Pilar escaneado



NC	RC
PD-439R	PD-322R

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NC	RC
PD-533	PD-534

Quick Digital



NC	RC
PD-424D	PD-158D

Análogo



NC	RC
PD-424	PD-158

Pilares provisionales



Rotatorios

NC	RC
PD-575	PD-218

Antirotatorios

NC	RC
PD-576	PD-219

PILARES

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape

Interfases



Rotatorios

NC	RC	Altura	
PD-427	PD-215	0,5 mm	
PD-427/2	PD-215/2	2 mm	
PD-427/3	PD-215/3	3 mm	
PD-427/4		4 mm	
	PD-215/5,5	5,5 mm	
PD-427D/A8	PD-13IRA41/05	0,5 mm	Angulados
PD-427D/2/A8	PD-13IRA41/2	2 mm	Angulados
PD-427D/3/A8	PD-13IRA41/3	3 mm	Angulados
PD-427D/4/A8	PD-13IRA41/4	4 mm	Angulados

Antirotatorios

NC	RC	Altura	
PD-428	PD-216	0,5 mm	
PD-428/2	PD-13IAR41/2	2 mm	
PD-428/3	PD-13IAR41/3	3 mm	
PD-428/4	PD-13IAR41/4	4 mm	
PD-13IAA33/05	PD-13IAA41/05	0,5 mm	Angulados
PD-13IAA33/2	PD-13IAA41/2	2 mm	Angulados
PD-13IAA33/3	PD-13IAA41/3	3 mm	Angulados
PD-13IAA33/4	PD-13IAA41/4	4 mm	Angulados

Pilares BOPT



NC	RC
PD-676	PD-680

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NC	RC
PD-421	PD-155

Antirotatorios

NC	RC
PD-422	PD-156

Sobrecolables



Rotatorios

NC	RC
PD-425	PD-204

Antirotatorios

NC	RC
PD-426	PD-205

BONE LEVEL

STRAUMANN BONE LEVEL

NC Ø 3.3 | RC Ø 4.1

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



NC	RC	Altura
PD-429/2	PD-420/2	2 mm
PD-429/4	PD-420/4	4 mm
PD-924/5	PD-925/5	5 mm
PD-429/6	PD-420/6	6 mm
PD-924/7	PD-925/7	7 mm

Componentes protésicos en la página 64.

SOLUCIONES SRA NP



NC	RC	Altura
PD-724/3	PD-725/3	3 mm
PD-724/5	PD-725/5	5 mm

Tornillo incluido

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT



Rectos

NC	RC	Altura
PD-494/1.5	PD-495/1.5	1,5 mm
PD-494/2.5	PD-495/2.5	2,5 mm
PD-494/3.5	PD-495/3.5	3,5 mm
PD-494/4.5	PD-495/4.5	4,5 mm



Angulados 17°

NC	RC	Altura
PD-591/2.5	PD-593/2.5	2,5 mm
PD-591/3.5	PD-593/3.5	3,5 mm

Angulados 30°

NC	RC	Altura
PD-592/3.5	PD-594/3.5	3,5 mm
PD-592/4.5	PD-594/4.5	4,5 mm

TORNILLOS

		NC	RC
Tornillo de Laboratorio	✱	PD-423	PD-157
Tornillo de clínica	✱	PD-364	PD-352
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.			
Tornillo Sistema Angulado	✱	PD-423D	PD-157D
Métrica		1.6	1.6
Torque		25 Ncm	25 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares



NC	RC	Altura
PD-LCBLNC2	PD-LCBLRC2	2 mm
PD-LCBLNC3	PD-LCBLRC3	3 mm
PD-LCBLNC4	PD-LCBLRC4	4 mm

OCTÓGONO INTERNO

STRAUMANN TISSUE LEVEL

RN Ø 4.8 | WN Ø 6.5

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL 

ANALÓGICO

Pilar escaneado



RN	WN
PD-320R	PD-331D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

Transfer de impresión



Cubeta abierta

RN	WN
PD-012	PD-414

Quick Digital



RN	WN
PD-12AD48	PD-031D

Análogo



RN	WN
PD-015	PD-031

Pilares provisionales



Rotatorios

RN	WN
PD-872	PD-883

Antirotatorios

RN	WN
PD-873	PD-884

PILARES

DIGITAL 

Interfases



Rotatorios

RN	WN
PD-338	PD-333
PD-338D	PD-333D

Angulados

Antirotatorios

RN	WN
PD-339/A8	PD-332
PD-339D/A8	PD-332D

Angulados

Pilares cementado



Rotatorios

RN	WN
PD-765	PD-412

Antirotatorios

RN	WN
PD-019	PD-413
PD-416	Angulados
PD-418	Angulados

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

RN	WN
PD-078*	PD-033

Antirotatorios

RN	WN
PD-079*	PD-032

Sobrecolables



Rotatorios

RN
PD-152

Antirotatorios

RN
PD-153

* Para calcinables RN — Tornillo — PD-077.

OCTÓGONO INTERNO

STRAUMANN TISSUE LEVEL

RN Ø 4.8 | WN Ø 6.5

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



RN	WN	Altura
PD-170/0		0 mm
PD-170/1,5	PD-415/1,5	1,5 mm
PD-170/2		2 mm
PD-170/3	PD-415/3	3 mm
PD-170/4,5		4,5 mm

Componentes protésicos en la página 65.

PILAR SYNOCTA



RN
PD-016

TORNILLOS

		RN / WN
Tornillo de Laboratorio	☆	PD-154
Tornillo de clínica Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.	☆	PD-362
Tornillo Sistema Angulado	✱	PD-154D
	Métrica	2
	Torque	35 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long
click



RN	Altura
PD-LCSTRN1	1 mm
PD-LCSTRN2	2 mm
PD-LCSTRN3	3 mm
PD-LCSTRN4	4 mm

CONO MORSE INTERNO

NEODENT CM - NEODENT GM

CM Ø 3.5 - 5.0 | GM Ø 3.5 - 6.0

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



CM	GM
PD-29S35	PD-29S45

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorios

CM	GM
PD-29TI35	PD-29TI45

Quick Digital



CM	GM
PD-29AD35	PD-29AD45

Análogo



CM	GM
PD-29A35	PD-29A45

Pilares provisionales



Rotatorios

CM	GM
PD-818	PD-29PPR45

Antirotatorios

CM	GM
PD-29PPA35	PD-29PPA45

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

GM	Altura	
PD-29IRR45/0.8	0,8 mm	Recta
PD-29IRR45/1.5	1,5 mm	Recta
PD-29IRR45/2,5	2,5 mm	Recta
PD-29IRA45/0.8	0,8 mm	Angulada
PD-29IRA45/1.5	1,5 mm	Angulada
PD-29IRA45/2,5	2,5 mm	Angulada

Antirotatorios

GM	Altura	
PD-29IAR45/0.8	0,8 mm	Recta
PD-29IAR45/1.5	1,5 mm	Recta
PD-29IAR45/2,5	2,5 mm	Recta
PD-29IAA45/0.8	0,8 mm	Angulada
PD-29IAA45/1.5	1,5 mm	Angulada
PD-29IAA45/2,5	2,5 mm	Angulada

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

CM	GM
PD-815	PD-29CCR45

Antirotatorios

CM	GM
PD-29CCA35	PD-29CCA45

Sobrecolables



Rotatorios

GM
PD-29SBR45

Antirotatorios

GM
PD-29SBA45

CONO MORSE INTERNO

NEODENT CM - NEODENT GM

CM Ø 3.5 - 5.0 | GM Ø 3.5 - 6.0

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



CM	GM	Perfil emergencia	Altura
	PD-29TC45/35/2	3.5	2 mm
PD-16TC35/45/2	PD-29TC45/45/2	4.5	2 mm
PD-16TC35/35/35	PD-29TC45/35/35	3.5	3.5 mm
PD-16TC35/45/35	PD-29TC45/45/35	4.5	3.5 mm
PD-16TC35/35/5	PD-29TC45/35/5	3.5	5 mm
PD-16TC35/45/5	PD-29TC45/45/5	4.5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT Rectos



CM	GM	Altura
	PD-29TMU45/08	0.8 mm
PD-16TMU35/15	PD-29TMU45/15	1.5 mm
PD-16TMU35/25	PD-29TMU45/25	2.5 mm
PD-16TMU35/35	PD-29TMU45/35	3.5 mm
PD-16TMU35/45	PD-29TMU45/45	4.5 mm
PD-16TMU35/55	PD-29TMU45/55	5.5 mm

TORNILLOS

Tornillo de laboratorio

	CM	GM
	PD-29TOL35/09	PD-29TOL45/09
Métrica	1.8	1.6
Torque	15 Ncm	20 Ncm

Tornillo de clínica

	CM	GM
	PD-29TOC35/09	PD-29TOC45/09
Métrica	1.8	1.6
Torque	15 Ncm	20 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long
click



CM	GM	Altura
	PD-29LC45/1	1 mm
PD-16LC35/2	PD-29LC45/2	2 mm
PD-16LC35/3	PD-29LC45/3	3 mm
PD-16LC35/4	PD-29LC45/4	4 mm
PD-16LC35/5	PD-29LC45/5	5 mm
PD-16LC35/6	PD-29LC45/6	6 mm

CONICAL CONNECTION

NOBEL ACTIVE

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.3

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP
PD-318R	PD-319R

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP
PD-537	PD-538

Quick Digital



NP	RP
PD-194D	PD-129D

Análogo



NP	RP
PD-194	PD-129

Pilares provisionales



Rotatorios

NP	RP
PD-240	PD-406

Antirotatorios

NP	RP
PD-241	PD-407

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	Altura
PD-301/0.5	PD-134	0,5 mm
PD-301/1.5	PD-134/1.5	1,5 mm
PD-301/3	PD-134/3	3 mm
PD-301/4	PD-134/4	4 mm
PD-301D/A8	PD-134D	0,5 mm Angulados
PD-301D/2/A8	PD-134D/2	2 mm Angulados
PD-301D/3/A8	PD-134D/3	3 mm Angulados
PD-301D/4/A8	PD-134D/4	4 mm Angulados

Antirotatorios

NP	RP	Altura
PD-302/0,5/A8	PD-135/0,5/A8	0,5 mm
PD-302/1,5/A8	PD-135/1,5/A8	1,5 mm
PD-302/3/A8	PD-135/3/A8	3 mm
PD-302/4/A8	PD-135/4/A8	4 mm
PD-302D/A8	PD-135D	0,5 mm Angulados
PD-302D/2/A8	PD-135D/2/A8	2 mm Angulados
PD-302D/3/A8	PD-135D/3/A8	3 mm Angulados
PD-302D/4/A8	PD-135D/4/A8	4 mm Angulados

Pilares BOPT



Antirotatorios

NP	RP
PD-713	PD-715

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP	RP
PD-191	PD-126

Antirotatorios

NP	RP
PD-192	PD-127

Sobrecolables



Rotatorios

NP	RP
PD-242	PD-144

Antirotatorios

NP	RP
PD-243	PD-145

CONICAL CONNECTION

NOBEL ACTIVE

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.3

TAPÓN

Tapón cicatrización



NP	RP	Altura
PD-405/3	PD-173/3	3 mm
PD-405/5	PD-173/5 PD-608/5	5 mm
PD-405/7	PD-173/7	7 mm

Tapón de cierre

RP
PD-09TC43

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Transepiteliales



Rectos

NP	RP	Altura
PD-478/1,5	PD-481/1	1,5 mm
PD-478/2,5	PD-481/2	2,5 mm
PD-478/3,5	PD-481/3	3,5 mm
PD-478/4,5	PD-481/4	4,5 mm
PD-478/5,5	PD-481/5,5	5,5 mm



Angulados 17°

NP	RP	Altura
PD-479/2,5	PD-482/2,5	2,5 mm
PD-479/3,5	PD-482/3,5	3,5 mm

Angulados 30°

NP	RP	Altura
PD-480/3,5	PD-483/3,5	3,5 mm
PD-480/4,5	PD-483/3,5	4,5 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP	RP
PD-193	PD-128

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-348	PD-349
--------	--------

Tornillo Sistema Angulado



PD-193D	PD-128D
---------	---------

Métrica	1.6	2
Torque	25 Ncm	35 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP	RP	Altura
PD-LCNANP1	PD-LCNARP1	1 mm
PD-LCNANP2	PD-LCNARP2	2 mm
PD-LCNANP3	PD-LCNARP3	3 mm
PD-LCNANP4	PD-LCNARP4	4 mm

TRILOBULAR INTERNO

NOBEL REPLACE - NOBEL REPLACE SELECT

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.3

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-315D	PD-316D	PD-317D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
PD-535	PD-151	PD-536

Quick Digital



NP	RP	WP
PD-057D	PD-054D	PD-067D

Análogo



NP	RP	WP
PD-057	PD-054	PD-067

Pilares provisionales



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-400	PD-232	PD-234

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-401	PD-233	PD-235

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-275	PD-132	PD-277
PD-275D	PD-132D	PD-277D

Angulados

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-276/A8	PD-133	PD-278/A8
PD-276D	PD-133D	PD-278D

Angulados

Pilares cementado



Antirotatorios

NP	RP
PD-229	PD-682

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-055	PD-051	PD-065

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-056	PD-052	PD-066

Sobrecolables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-230	PD-142	PD-236

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-231	PD-143	PD-237

TRILOBULAR INTERNO

NOBEL REPLACE - NOBEL REPLACE SELECT

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.3

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón cicatrización



NP	RP	WP	Altura
PD-238/3	PD-239/3	PD-402/3	3 mm
PD-238/5	PD-239/5	PD-402/5	5 mm
	PD-239/7	PD-402/7	7 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Transepiteliales



Rectos

NP	RP	Altura
PD-472/1	PD-475/1	1 mm
PD-472/2	PD-475/2	2 mm
PD-472/3	PD-475/3	3 mm
	PD-475/4	4 mm
	PD-475/5	5 mm



Angulados 17°

RP	Altura
PD-476/2	2 mm
PD-476/3	3 mm
PD-476/4	4 mm

Angulados 30°

RP	Altura
PD-477/4	4 mm
PD-477/5	5 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP	RP/WP
PD-058	PD-053

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-347	PD-346
--------	--------

Tornillo Sistema Angulado



PD-058D	PD-053D
---------	---------

Métrica

1.8	2
-----	---

Torque

30 Ncm	35 Ncm
--------	--------

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP	RP	Altura
PD-LCNRNP1	PD-LCNRRP1	1 mm
PD-LCNRNP2	PD-LCNRRP2	2 mm
PD-LCNRNP3	PD-LCNRRP3	3 mm
PD-LCNRNP4	PD-LCNRRP4	4 mm

HEXÁGONO INTERNO CLICK


BIOMET 3I CERTAIN

NP Ø 3.4 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.0

* Los productos marcados necesitan tornillo PD-106.

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-325R	PD-326R	PD-327D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
PD-530	PD-531	PD-532

Quick Digital



NP	NP	WP
PD-103D	PD-11AD41	PD-111D

Análogo



NP	RP	WP
PD-103	PD-11A41	PD-111

Pilares provisionales



Rotatorios



NP	RP	WP
PD-563	PD-565*	PD-567*

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-564	PD-566	PD-568

PILARES

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape

Interfases



Rotatorios

NP	RP	RP	Altura
PD-212F05A8	PD-112	PD-196	0,5 mm
PD-212F2A8	PD-112/2		2 mm
PD-212F3A8	PD-112/3		3 mm
PD-212F4A8	PD-112/4		4 mm
PD-212D	PD-112D	PD-134D	0,5 mm
PD-212F2A8	PD-112D/2/A8		2 mm
PD-212F3A8	PD-112D/3/A8		3 mm
PD-212F4A8	PD-112D/4/A8		4 mm

Antirotatorios

NP	RP	WP	Altura
PD-213/0,5/A8	PD-113/A8	PD-197	0,5 mm
PD-213/2/A8	PD-113/2/A8		2 mm
PD-213/3/A8	PD-113/3/A8		3 mm
PD-213/4/A8	PD-113/4/A8		4 mm
PD-213D	PD-113D	PD-197D	0,5 mm
PD-213D/2/A8	PD-113D/2/A8		2 mm
PD-213D/3/A8	PD-113D/3/A8		3 mm
PD-213D/4/A8	PD-113D/4/A8		4 mm

Pilares BOPT



Antirotatorios

RP
PD-252

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-101	PD-104*	PD-109*

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-102	PD-105	PD-110

Sobrecolables



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-253	PD-176*	PD-250*

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-254	PD-177	PD-251

HEXÁGONO INTERNO CLICK

BIOMET 3I CERTAIN

NP Ø 3.4 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.0

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón cicatrización



NP	RP	WP	Altura
PD-442/3	PD-443/3	PD-444/3	3 mm
PD-442/5	PD-443/5	PD-444/5	5 mm
PD-442/7	PD-443/7	PD-444/7	7 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPTELIALES

Sistema MULTIUNIT

Transepteliales



Rectos

NP	RP	RP	Altura
PD-487/1	PD-488/1	PD-489/1	1 mm
PD-487/2	PD-488/2	PD-489/2	2 mm
PD-487/3	PD-488/3	PD-489/3	3 mm
PD-487/4	PD-488/4	PD-489/4	4 mm



Angulados 17°

NP	RP	Altura
PD-880/2	PD-492/2	2 mm
PD-880/4	PD-492/4	4 mm

Angulados 30°

NP	RP	Altura
PD-881/3	PD-882/3	3 mm
PD-881/5	PD-882/5	5 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP	RP / WP	RP / WP
PD-107	PD-107	PD-106

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-357	PD-357	PD-356
--------	--------	--------

Tornillo Sistema Angulado



PD-107D	PD-107D	PD-106D
---------	---------	---------

Métrica 1.6

Torque 25 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP	RP	Altura
PD-LC3INP1	PD-LC3IRP1	1 mm
PD-LC3INP2	PD-LC3IRP2	2 mm
PD-LC3INP3	PD-LC3IRP3	3 mm
PD-LC3INP4	PD-LC3IRP4	4 mm

CUATRILOBULADA INTERNA

BTI INTERNA

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.5

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP	RP	WP
PD-05S35	PD-328R	PD-393

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

NP	RP	WP
	PD-165	PD-556

Quick Digital



NP	RP	WP
PD-05AD35	PD-163D	PD-260D

Análogo



NP	RP	RP
PD-05A35	PD-163	PD-260

Pilares provisionales



Rotatorios

NP	RP	WP
PD-05PPR35	PD-560	PD-557

Antirotatorios

NP	RP	WP
PD-05PPA35	PD-390	PD-561

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP	Altura	
PD-05IRR35/05	0,5 mm	
PD-05IRR35/2	2 mm	
PD-05IRR35/3	3 mm	
PD-05IRR35/4	4 mm	
PD-05IRA35/05	0,5 mm	Angulados
PD-05IRA35/2	2 mm	Angulados
PD-05IRA35/3	3 mm	Angulados
PD-05IRA35/4	4 mm	Angulados

Antirotatorios

NP	Altura	
PD-05IAR35/05	0,5 mm	
PD-05IAR35/2	2 mm	
PD-05IAR35/3	3 mm	
PD-05IAR35/4	4 mm	
PD-05IAA35/05	0,5 mm	Angulados
PD-05IAA35/2	2 mm	Angulados
PD-05IAA35/3	3 mm	Angulados
PD-05IAA35/4	4 mm	Angulados

Rotatorios

RP	WP
PD-305	PD-391

Antirotatorios

RP	WP
PD-306	PD-392

Pilares BOPT



Antirotatorios

RP
PD-666

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

RP	WP
PD-160	PD-261

Antirotatorios

RP	WP
PD-161	PD-262

Sobrecalables



Rotatorios

RP	WP
PD-164	PD-263

Antirotatorios

RP	WP
PD-166	PD-264

CUATRILOBULADA INTERNA

BTI INTERNA

NP Ø 3.5 | RP Ø 4.1 | WP Ø 5.5

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón cicatrización



RP	WP	Altura
PD-174/2		2 mm
	PD-394/3	3 mm
PD-174/4		4 mm
	PD-394/5	5 mm
PD-174/6		6 mm

Componentes protésicos en la página 66.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTI IM



NP	RP	Altura
PD-05TMU35/05	PD-791/0,5	0,5 mm
PD-05TMU35/2	PD-791/2	2 mm
PD-05TMU35/3		3 mm
	PD-791/4	4 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP / RP / WP

PD-162

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-358

Tornillo Sistema Angulado



PD-162D

Métrica 1.8

Torque 30 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



RP	Altura
PD-LCBTIRP1	1 mm
PD-LCBTIRP2	2 mm
PD-LCBTIRP3	3 mm
PD-LCBTIRP4	4 mm

ASTRA TECH

ASTRA OSSEOSPEED

RP - Aqua y Galimplant Ø 3.5 - Ø 4.0 | WP - Lilac Ø 4.5 - Ø 5.0

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



RP	WP
PD-323R	PD-324D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Antirotatorio

RP	WP
PD-167	PD-178

Quick Digital



RP	WP
PD-045D	PD-098D

Análogo



RP	WP
PD-045	PD-098

Pilares provisionales



Rotatorios

RP	WP
PD-579	PD-581

Antirotatorios

RP	WP
PD-580	PD-582

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

RP	WP	Altura	
PD-138/0,5	PD-217	0,5 mm	
PD-138/1,5		1,5 mm	
PD-138/3		3 mm	
PD-138/4		4 mm	
PD-138D	PD-217D	0,5 mm	Angulados
PD-138D/2		2 mm	Angulados
PD-138D/3		3 mm	Angulados
PD-138D/4		4 mm	Angulados

Antirotatorios

RP	WP	Altura	
PD-139/0,5/A8	PD-214	0,5 mm	
PD-139/1,5/A8		1,5 mm	
PD-139/3/A8		3 mm	
PD-139/4/A8		4 mm	
PD-139D	PD-214D	0,5 mm	Angulados
PD-139D/2		2 mm	Angulados
PD-139D/3		3 mm	Angulados
PD-139D/4		mm	Angulados

Pilares Cementado



Rotatorios

RP
PD-049

Antirotatorios

RP	WP
PD-050	PD-100

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

RP	WP
PD-040	PD-095

Antirotatorios

RP	WP
PD-041	PD-096

Sobrecolables



Rotatorios

RP	WP
PD-148	PD-209

Antirotatorios

RP	WP
PD-149	PD-210

ASTRA TECH

ASTRA OSSEOSPEED

RP - Aqua y Galimplant Ø 3.5 - Ø 4.0 | WP - Lilac Ø 4.5 - Ø 5.0

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón cicatrización



RP	WP	Altura
PD-171/2		2 mm
PD-171/4	PD-172/4	4 mm
PD-171/6	PD-172/6	6 mm

Componentes protésicos en la página 64.

SOLUCIONES SRA NP



RP	WP	Altura
PD-430/0	PD-431/0	0,5 mm
PD-430/1	PD-431/1	1 mm
PD-430/2	PD-431/2	2 mm
PD-430/3	PD-431/3	3 mm
PD-430/4	PD-431/4	4 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT



Rectos

RP	WP	Altura
PD-466/0.5		0,5 mm
PD-466/1.5	PD-469/1.5	1,5 mm
PD-466/2.5	PD-469/2.5	2,5 mm
PD-466/3.5	PD-469/3.5	3,5 mm
PD-466/4.5	PD-469/4.5	4,5 mm

Angulados 17°

RP	WP	Altura
PD-467/2.5	PD-470/2.5	2,5 mm
PD-467/3.5	PD-470/3.5	3,5 mm

Angulados 30°

RP	WP	Altura
PD-468/3.5	PD-471/3.5	3,5 mm
PD-468/4.5	PD-471/4.5	4,5 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



RP	WP
PD-043	PD-097

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-353	PD-354
--------	--------

Tornillo Sistema Angulado



PD-043D	PD-097D
---------	---------

Métrica	1.6	2
Torque	25 Ncm	35 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click





RP	Altura
PD-LCAQ1	1 mm
PD-LCAQ2	2 mm
PD-LCAQ3	3 mm
PD-LCAQ4	4 mm
PD-LCAQ5	5 mm

HEXÁGONO INTERNO ACTIVO

MEGAGEN ANYRIDGE

RP Ø 4.0 - 5.0

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL			ANALÓGICO		
		 			
Pilar escaneado		RP PD-334D PD-20540	Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.	Transfer de impresión	
				Cubeta abierta	Antirotatorios RP PD-8981
Quick Digital		RP PD-885D		Análogo	
					RP PD-885
Pilares provisionales					
		Rotatorios RP PD-899		Antirotatorios RP PD-898	

PILARES

DIGITAL					
		 			
Interfases		Rotatorios RP PD-896 PD-896D		Antirotatorios RP PD-897 PD-897D	
		Angulado		Angulado	
		Rotatorios RP Altura PD-24IRR40/1.5 1,5 mm PD-24IRR40/2.5 2,5 mm PD-24IRA40/1.5 1,5 mm PD-24IRA40/2.5 2,5 mm		Antirotatorios RP Altura PD-24IAR40/1.5 1,5 mm PD-24IAR40/2.5 2,5 mm PD-24IAA40/1.5 1,5 mm PD-24IAA40/2.5 2,5 mm	
		Angulados		Angulados	

ANALÓGICO

Sobrecolables		Rotatorios RP PD-889	Antirotatorios RP PD-888

HEXÁGONO INTERNO ACTIVO

MEGAGEN ANYRIDGE

RP Ø 4.0 - 5.0

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



RP	Altura
PD-24TPC45/3	3 mm
PD-24TPC45/5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPTELIALES

Sistema MULTIUNIT



Rectos

RP	Altura
PD-24TMU40/2	2 mm
PD-24TMU40/3	3 mm

TORNILLOS

		RP
Tornillo de Laboratorio		PD-887
Tornillo de clínica		PD-887TC
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.		
Tornillo Sistema Angulado		PD-887D
Métrica	1.8	
Torque	30 Ncm	

Componentes protésicos de Megagen Octa son compatibles con Straumann Synocta, donde se puede encontrar en la página 65.

SOBREDENTADURAS

Pilares

**Long
click**



RP	Altura
PD-24LC40/1	1 mm
PD-24LC40/2	2 mm
PD-24LC40/3	3 mm
PD-24LC40/4	4 mm
PD-24LC40/5	5 mm

CÓNICO UNIVERSAL

ANKYLOS

NP-RP-WP (3,5-7 Ø)

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-335D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Titanio G5
Cubeta abierta



Antirotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-814

Quick Digital



NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-812D

Análogo



NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-812

Pilares provisionales



Rotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-818

Antirotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-819

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-905

Altura
3 mm

Antirotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-906

Altura
3 mm

Pilares cementado

NP

PD-820

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-815

Antirotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-816

Sobrecolables



Rotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-871

Antirotatorios

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

PD-870

CÓNICO UNIVERSAL



ANKYLOS

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Tapón
cicatrización



NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)	Perfil emergencia	Altura
PD-16TC35/45/2	4.5	2 mm
PD-16TC35/35/35	3.5	3,5 mm
PD-16TC35/45/35	4.5	3,5 mm
PD-16TC35/35/5	3.5	5 mm
PD-16TC35/45/5	4.5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Rectos



NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)	Altura
PD-16TMU35/15	1,5 mm
PD-16TMU35/25	2,5 mm
PD-16TMU35/35	3,5 mm
PD-16TMU35/45	4,5 mm
PD-16TMU35/55	5,5 mm

TORNILLOS

NP - RP - WP (3.5 - 7 Ø)

Tornillo de Laboratorio



PD-817

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-828

Tornillo Sistema Angulado



PD-817D

Métrica 1.8

Torque 30 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long
click



NP - RP - WP	Altura
PD-16LC35/2	2 mm
PD-16LC35/3	3 mm
PD-16LC35/4	4 mm
PD-16LC35/5	5 mm
PD-16LC35/6	6 mm

CONEXIÓN INTERNA·SM

SWEDEN & MARTINA

Ø 3.3 - 3.8 - Ø 4.25

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

ANALÓGICO

Pilar escaneado



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-824D	PD-825D	PD-826D

Para los pilares escaneados que acaben en "D" se necesita la punta destornillador PD-877.

Transfer de impresión



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-803	PD-792	PD-793

Titanio G5
Cubeta abierta

Quick Digital



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-283D	PD-287D	PD-291D

Análogo



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-283	PD-287	PD-291

Pilares provisionales



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-829	PD-833	PD-837

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-830	PD-834	PD-838

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-848	PD-821	PD-823

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-849	PD-822	PD-824

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-280	PD-284	PD-288

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-281	PD-285	PD-289

Sobrecolables



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-831	PD-835	PD-839

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-832	PD-836	PD-840

CONEXIÓN INTERNA·SM



SWEDEN & MARTINA

Ø 3.3 - 3.8 - Ø 4.25

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-858/3	PD-794/3	PD-795/3	3 mm
PD-858/5	PD-794/5	PD-795/5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT



Rectos

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/1	PD-17TMU38/1	PD-490/1	1 mm
PD-17TMU33/2	PD-17TMU38/2	PD-490/2	2 mm
PD-17TMU33/3	PD-17TMU38/3	PD-490/3	3 mm
PD-17TMU33/4	PD-17TMU38/4	PD-490/4	4 mm



Angulados 17°

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/17/25	PD-17TMU38/17/25	PD-17TMU43/17/25	2,5 mm
PD-17TMU33/17/35	PD-17TMU38/17/35	PD-17TMU43/17/35	3,5 mm
PD-17TMU33/17/45	PD-17TMU38/17/45	PD-17TMU43/17/45	4,5 mm

Angulados 30°

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/30/35	PD-17TMU38/30/35	PD-17TMU43/30/35	3,5 mm
PD-17TMU33/30/45	PD-17TMU38/30/45	PD-17TMU43/30/45	4,5 mm

TORNILLOS

Tornillo de Laboratorio



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-282	PD-282	PD-290

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-365	PD-365	PD-366

Tornillo Sistema Angulado



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-282D	PD-282D	PD-290D

Métrica	1.8	1.8	2
Torque	30 Ncm	30 Ncm	35 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17LC33/1	PD-17LC38/1	PD-17LC43/1	1 mm
PD-17LC33/2	PD-17LC38/2	PD-17LC43/2	2 mm
PD-17LC33/3	PD-17LC38/3	PD-17LC43/3	3 mm
PD-17LC33/4	PD-17LC38/4	PD-17LC43/4	4 mm
PD-17LC33/5	PD-17LC38/5	PD-17LC43/5	5 mm
		PD-17LC43/6	6 mm

CONEXIÓN INTERNA·SMK



SWEDEN & MARTINA KOHNO

Ø 3.3 - Ø 3.8 - Ø 4.25

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.25
PD-17S33	PD-17S38	PD-17S43

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Titanio G5
Cubeta abierta

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-803	PD-792	PD-793



Quick Digital



Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.25
PD-17AD33	PD-17AD38	PD-17AD43

Análogo



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-283	PD-287	PD-291

Pilares provisionales



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-829	PD-833	PD-837

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-830	PD-834	PD-838

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.25	Altura
PD-17IRR33/1	PD-17IRR38/1	PD-17IRR43/1	1 mm
PD-17IRR33/2	PD-17IRR38/2	PD-17IRR43/2	2 mm
PD-17IRR33/3	PD-17IRR38/3	PD-17IRR43/3	3 mm
PD-17IRA33/1	PD-17IRA38/1	PD-17IRA43/1	1 mm
PD-17IRA33/2	PD-17IRA38/2	PD-17IRA43/2	2 mm
PD-17IRA33/3	PD-17IRA38/3	PD-17IRA43/3	3 mm

Rectos
Rectos
Rectos
Angulados
Angulados
Angulados

Antirotatorios RB

Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.25	Altura
PD-17IAR33/1	PD-17IAR38/1	PD-17IAR43/1	1 mm
PD-17IAR33/2	PD-17IAR38/2	PD-17IAR43/2	2 mm
PD-17IAR33/3	PD-17IAR38/3	PD-17IAR43/3	3 mm
PD-17IAA33/1	PD-17IAA38/1	PD-17IAA43/1	1 mm
PD-17IAA33/2	PD-17IAA38/2	PD-17IAA43/2	2 mm
PD-17IAA33/3	PD-17IAA38/3	PD-17IAA43/3	3 mm

Rectos
Rectos
Rectos
Angulados
Angulados
Angulados

Pilares BOPT



Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.25
PD-17BOPT33	PD-17 BOPT 38	PD-17 BOPT 43

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-280	PD-284	PD-288

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-281	PD-285	PD-289

Sobrecolables



Rotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-831	PD-835	PD-839

Antirotatorios

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
PD-832	PD-836	PD-840

CONEXIÓN INTERNA·SMK



SWEDEN & MARTINA KOHNO

Ø 3.3 - 3.8 - Ø 4.25

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-858/3	PD-794/3	PD-795/3	3 mm
PD-858/5	PD-794/5	PD-795/5	5 mm

Componentes protésicos en la página 62.

TRANSEPITELIALES

Sistema MULTIUNIT

Rectos



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/1	PD-17TMU38/1	PD-490/1	1 mm
PD-17TMU33/2	PD-17TMU38/2	PD-490/2	2 mm
PD-17TMU33/3	PD-17TMU38/3	PD-490/3	3 mm
PD-17TMU33/4	PD-17TMU38/4	PD-490/4	4 mm

Angulados 17°



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/17/25	PD-17TMU38/17/25	PD-17TMU43/17/25	2,5 mm
PD-17TMU33/17/35	PD-17TMU38/17/35	PD-17TMU43/17/35	3,5 mm
PD-17TMU33/17/45	PD-17TMU38/17/45	PD-17TMU43/17/45	4,5 mm

Angulados 30°

NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17TMU33/30/35	PD-17TMU38/30/35	PD-17TMU43/30/35	3,5 mm
PD-17TMU33/30/45	PD-17TMU38/30/45	PD-17TMU43/30/45	4,5 mm

TORNILLOS

	NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)
Tornillo de Laboratorio	PD-282	PD-282	PD-290
Tornillo de clínica	PD-365	PD-365	PD-366
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.			
Tornillo Sistema Angulado	PD-282D	PD-282D	PD-290D
Métrica	1.8	1.8	2
Torque	30 Ncm	30 Ncm	35 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long click



NP (3.3 Ø)	NP (3.8 Ø)	WP (4.25 Ø)	Altura
PD-17LC33/1	PD-17LC38/1	PD-17LC43/1	1 mm
PD-17LC33/2	PD-17LC38/2	PD-17LC43/2	2 mm
PD-17LC33/3	PD-17LC38/3	PD-17LC43/3	3 mm
PD-17LC33/4	PD-17LC38/4	PD-17LC43/4	4 mm
PD-17LC33/5	PD-17LC38/5	PD-17LC43/5	5 mm
		PD-17LC43/6	6 mm

CONEXIÓN INTERNA KONTACT

BIOTECH KONTACT

RP - Ø 3.6

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

Pilar
escaneado



RP

PD-20S36

ANALÓGICO

Análogo



RP

PD-20A36

Quick
Digital



RP

PD-20AD36

PILARES

DIGITAL

Interfases



Rotatorios

RP	Altura	
PD-20IRR36/05	0,5 mm	Rectos
PD-20IRR36/2	2 mm	Rectos
PD-20IRR36/3	3 mm	Rectos
PD-20IRR36/4	4 mm	Rectos
PD-20IRA36/05	0,5 mm	Angulados
PD-20IRA36/2	2 mm	Angulados
PD-20IRA36/3	3 mm	Angulados
PD-20IRA36/4	4 mm	Angulados

Antirrotatorios

RB	Altura	
PD-20IAR36/05	0,5 mm	Rectos
PD-20IAR36/2	2 mm	Rectos
PD-20IAR36/3	3 mm	Rectos
PD-20IAR36/4	4 mm	Rectos
PD-20IAA36/05	0,5 mm	Angulados
PD-20IAA36/2	2 mm	Angulados
PD-20IAA36/3	3 mm	Angulados
PD-20IAA36/4	4 mm	Angulados

TORNILLOS

RP

Tornillo de Laboratorio



PD-20TL36

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-20TC36

Tornillo Sistema Angulado



PD-20TA36



Métrica 1.4

Torque 15 Ncm

SOBREDENTADURAS

Pilares

Long
click



RP	Altura
PD-20LC36/1.5	1,5 mm
PD-20LC36/2.5	2,5 mm
PD-20LC36/3.5	3,5 mm



TRANSEPITELIALES

BIOTECH KONTAKT TRANSEPITELIALES	SWEDEN & MARTINA KOHNO	SWEDEN & MARTINA	ANKYLOS	MEGACEN ANYRIDGE	ASTRA OSSEOSPEED	BTI INTERNA	BIOMET 3i CERTAIN	NOBEL REPLACE	NOBEL ACTIVE	NEODENT	STRAUMANN TISSUE LEVEL	STRAUMANN BONE LEVEL	BIOHORIZONS & STRAUMANN BLX	ZIMMER	BRANEMARK
-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------	-----------

ADITAMENTOS MULTIUNIT

MULTIUNIT SYSTEM

RP Ø 4.8

TOMA IMPRESIÓN									
DIGITAL					ANALÓGICO				
Pilar escaneado			Antirotatorios	RP PD-329R	Transfer de impresión			Rotatorios	RP PD-187 Cubeta abierta PD-763 Cubeta cerrada
Quick Digital			Antirotatorios	RP PD-023D	Análogo			Rotatorios	RP PD-023
Pilares provisionales		TITANIO		Rotatorios RP PD-185	PEEK		Rotatorios RP PD-457	Antirotatorios RP PD-547	
PILARES									
DIGITAL					ANALÓGICO				
Interfases			Rotatorios	RP PD-8IRR48 Recta PD-203D Anguladas	Calcinables			Rotatorios	RP PD-021
								Sobrecolables	Rotatorios RP PD-090
TORNILLOS									
				RP					
Tornillo de Laboratorio				PD-022					
Tornillo de clínica				PD-361					
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.									
Tornillo Sistema Angulado				PD-022D					
			Métrica	1.4					
			Torque	15 Ncm					
TAPÓN CICATRIZACIÓN					LONG CLICK				
		Titanio	RP	PD-188			RP	PD-LCMURP2	
		POM	PD-188p*	*No incluye tornillo					

CONICAL CONNECTION



ASTRA TECH 20°

20° Ø 3.5

TOMA IMPRESIÓN

ANALÓGICO

Análogo



20°

PD-046

Pilares provisionales

PEEK



Rotatorios

20°

PD-778

TITANIO G5



Rotatorios

20°

PD-432

PILARES

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorios

20°

PD-042

TORNILLOS

20°

Tornillo de Laboratorio



PD-044

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-355

Tornillo Sistema Angulado



PD-044D

Métrica 1.4

Torque 15 Ncm

SISTEMA SRA

STRAUMANN SRA

NC Ø 3.5 | RC Ø 4.6

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Pilar escaneado



Rotatorios

NC	RC
PD-30S35	PD-30S46

Tornillo no incluido.

Quick Digital



Antirrotatorios

NC	RC
PD-922D	PD-30AD46

ANALÓGICO

Transfer de impresión

Cubeta abierta



Rotatorios

NC	RC
PD-30TI35	PD-30TI46

Análogo



Rotatorios

NC	RC
PD-30A35	PD-30A46

Pilares provisionales



TITANIO

Rotatorios

NC	RC
PD-30PPR35	PD-30PPR46

Antirrotatorios

NC	RC
PD-30PPA35	PD-30PPA46

PILARES

DIGITAL

dental wings | exocad | 3shape

Interfases



Rotatorios

NC	RC
PD-924	PD-925

Antirrotatorios

NC	RC
PD-30IAR41	PD-30IAR46

ANALÓGICO

Calcinables



Rotatorio

RP
PD-170

TORNILLOS

RP

Tornillo de Laboratorio



PD-926

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-926C

Métrica 1.4

Torque 15 Ncm

TAPÓN CICATRIZACIÓN

PEEK

RP

PD-30TPC46

ADITAMENTOS SYNOCTA

STRAUMANN SYNOCTA

RN Ø 4.8

TOMA IMPRESIÓN					
DIGITAL			ANALÓGICO		
dental wings exocad 3shape					
Pilar escaneado		RN PD-31S48	Transfer de impresión		RN PD-31TI48
Quick Digital		RN PD-31AD48	Análogo		RN PD-459
Pilares provisionales		Rotatorios		Antirotatorios	
		RN PD-411		RN PD-31PPA48	

PILARES					
DIGITAL			ANALÓGICO		
dental wings exocad 3shape					
Interfases		Anguladas	Calcinables		Sobrecolables
Rectas	Rotatorios	Rotatorios	Rotatorios	Rotatorios	Rotatorios
	RN PD-31IRR48		RN PD-31IRA48		RN PD-014
	Antirotatorios	Antirotatorios	Antirotatorios	Antirotatorios	Antirotatorios
	RN PD-31IAR48	RN PD-31IAA48	RN PD-020		RN PD-146
					RN PD-147


TORNILLOS		
RN		
Tornillo de Laboratorio		PD-017
Tornillo de clínica		PD-350
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.		
Tornillo Sistema Angulado		PD-017D
Métrica	2	
Torque	15 Ncm	

SISTEMA MULTI IM


BTI MULTI IM SYSTEM

RP Ø 4.1

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL			ANALÓGICO		
					
Pilar escaneado		RP REI-034	Transfer de impresión		RP PD-846
Quick Digital		RP PD-841D	Análogo		RP PD-841
Pilares provisionales		Rotatorios RP PD-915			

PILARES

DIGITAL			ANALÓGICO		
					
Interfases		Rotatorios NC PD-929	Calcinables		Rotatorios RP PD-844
			Sobrecolables		Rotatorios RP PD-847

TORNILLOS

		RP
Tornillo de Laboratorio		PD-842
Tornillo de clínica		PD-843
Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.		
Métrica	1.4	
Torque	15 Ncm	

TAPÓN CICATRIZACIÓN

	RP PD-845/4
---	----------------

UNIT SYSTEM

BTI UNIT SYSTEM

RP Ø 4.1

TOMA IMPRESIÓN

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape Pilar
escaneado

RP

PD-25S41

ANALÓGICO

Análogo



RP

PD-927

PILARES

DIGITAL

 dental wings |  exocad |  3shape 

Interfases



Antirotatorio

RP

PD-943

TORNILLOS

RP

Tornillo de Laboratorio



PD-842

Tornillo de clínica

Con recubrimiento. Evita el aflojamiento.



PD-843

Métrica 1.4

Torque 15 Ncm

TAPÓN CICATRIZACIÓN




RP

PD-845/4

5

HERRAMIENTAS Y TORNILLOS



HERRAMIENTAS

PUNTAS DESTORNILLADOR


							
0.9	1.2	1.25	1.27	1.7	2	1	
PD-875 Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-039 Acero inox. Long.: 20, 25 o 30 mm	PD-084 Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-069 Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-061 Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-083 Acero inox. Long.: 25 mm Hex. 2 mm (vaso ancho)	Acero inox. Long.: 20, 25 mm (bajo pedido)	PD-877 Llave Scan Body intraoral (tornillo incorporado)
							
☆	☆	1.3	⊖	⊕	△	✱	
PD-060 Torx. Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-064 Unigrip Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-062 Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-063 Plana Acero inox. Long.: 20, 25 mm	PD-811 Cruciforme A. inox. Long.: 20, 25 mm	PD-874 Long Click / Locator Long.: 23 mm	PD-895/C Long.: 21 mm PD-895/M Long.: 24 mm PD-895/L Long.: 32 mm	

MANGOS

POSICIONADORES PARA
ANÁLOGOS DIGITALES

CAJA GRANDE

CAJA PEQUEÑA

				
PD-013 Mango corto Clínica Acero inox.	PD-011 Mango largo Laboratorio Acero inox.	PD-910 M. 1.4 PD-911 M. 1.6 PD-912 M. 1.8 PD-913 M. 2 Acero inox. Long.: 25 mm	PD-8085	PD-80851

LLAVE DINAMOMÉTRICA

ADAPTADOR

			
PD-082 Llave dinamométrica (hasta 40 Ncm) Incluye adaptador propio. Acero inox.	PD-059 Adaptador para carraca de sección cuadrada. Modelo diferente del PD-082 Acero inox.	PD-082A Neodent Adaptador estrella para carraca PD-082B Adaptador estrella para carraca	PD-878 Adaptador carraca Ø 7 mm PD-878N Adaptador carraca Ø 8 mm

HERRAMIENTAS

Do it yourself

Elige la caja y crea tu propio kit con lo que más te convenga.

CAJA GRANDE

La caja tiene espacio para:

• Puntas de destornillador	x10
• Llave dinamométrica	x1
• Mango corto (clínica)	x1
• Mango largo (laboratorio)	x1
• Adaptador	x1



CAJA PEQUEÑA

La caja tiene espacio para:

• Puntas de destornillador	x6
• Llave dinamométrica	x1
• Mango corto (clínica) o adaptador	x1
• Mango largo (laboratorio)	x1



Kits

KIT COMPLETO

Carraca dinamométrica, mango corto clínica, mango largo laboratorio, adaptador de carraca y 10 puntas.

Kit completo	PD-8082
Kit completo sin carraca	PD-8084



PACK 6 PUNTAS

Reiner Selection*



PD-039

Acero inox.
Long.: 20, 25 o 30 mm

PD-084

Acero inox.
Long.: 20, 25 mm

PD-069

Acero inox.
Long.: 20, 25 mm

PD-083

Acero inox.
Long.: 25 mm
Hex. 2 mm
(vaso ancho)

PD-060

Torx. Acero inox.
Long.: 20, 25 mm

PD-064

Unigrip
Acero inox.
Long.: 20, 25 mm

*Juego de 6 puntas para: Hexágono Externo Universal, Cuatrilobulada Interna, Sistema Multiunit, Nobel Active, Nobel Replace, Biomet 3i Certain, Straumann, Hexágono Interno Universal, Astra Tech, Sweden & Martina, Biohorizons, Megagen.

Mis puntas

1 Elige tu punta favorita

2 Llévate un pack de 6 a un precio especial

TORNILLOS

Kit extractor de tornillos rotos



Extraer un tornillo roto de un implante dental.



Contenido KIT:

- 1 Dispositivo de Centrado - Con conexión compatible con el implante en el que se ha roto el tornillo (solamente válida para la conexión/ plataforma de dicho implante).
- 2 Alargador porta-fresa.
- 3 Fresa para Escariar.
- 4 Fresa Especial.

Compatibilidad	Plataforma	Métrica rosca tornillo	KIT
Hex. Ext. Universal	3'5	M 1,6	PD-501
	4,1	M 2,0	PD-502
	5	M 2,5	PD-503
BTI Interna	4'1	M 1,8	PD-504
Hex. Int. Usa	3'5 / 3'75 / 4'5	M 1,8	PD-505
	3'5	M 1,8	PD-507
	4'3	M 2,0	PD-508
Nobel Replace	5	M 2,0	PD-509
	3'5	M 1,6	PD-510
	4'3 / 5	M 2,0	PD-511
Nobel Active	4'8	M 2,0	PD-512
	6'5	M 2,0	PD-513
Straumann TL	3'3	M 1,6	PD-514
	4'1	M 1,6	PD-515
Straumann BL	Aqua	M 1,6	PD-516
	Lilac	M 2,0	PD-517
Astra	3'25	M 1,6	PD-518
	4'1	M 1,6	PD-519
	5	M 1,6	PD-520

**¿Y si se me rompe una fresa?
¿Puedo comprarla aparte?**


Sí, pero será necesario conocer la métrica del tornillo a extraer.

Métrica rosca tornillo	Fresa especial ⁴	Fresa escariado ³
Hasta M 1,6	FEspecial	FEscariado/1.6
Desde M 1,8		FEscariado/1.8

Kit extractor de tornillos coronados e implantes

Un diseño innovador que permite extraer tornillos coronados e implantes, evitando intervenciones traumáticas. Incluye su propia llave manual y extensor para carraca.

Referencia	Descripción
KIT-EXT/L	Kit Completo
KIT-EXT/1	Extract. tornillos coronados tipo 1
KIT-EXT/2	Extract. tornillos coronados tipo 2
KIT-EXT/3	Extract. implantes M1.6
KIT-EXT/4	Extract. implantes M1.8 y M2
LlaveMC	Mango



TORNILLOS

Tabla de referencias

Tornillo Laboratorio	Compatibilidad	Plataforma	Punta Destornillador	Métrica	Ø Cabeza (mm)	Longitud (mm)	Torque (Ncm)	Asentamiento	Tornillo Clínica	Tornillo Dinámico
PD-075	Nobel Branemark	NP	Hex. 1,2	M1,6	2,2	7,3	25	Cónico	PD-340	PD-075D
PD-005A	Nobel Branemark / BTI Externa / Biomet 3i / Phibo TSH S3, S4, S5 / Microdent System	RP	Hex. 1,2	M2	2,44	7,9	35	Cónico	PD-341	PD-005D
PD-005B	Nobel Branemark / BTI Externa / Biomet 3i / Phibo TSH S3, S4, S5 / Microdent System	RP	Hex. 1,25	M2	2,45	7,9	35	Cónico	PD-342	PD-005D
PD-005C	Nobel Branemark / BTI Externa / Biomet 3i / Phibo TSH S3, S4, S5 / Microdent System	RP	Cuadrada 1,3	M2	2,4	8	35	Cónico	PD-343	PD-005D
PD-128	Nobel Branemark / Nobel Active / BTI Externa / Biomet 3i	RP	Unigrip	M2	2,5	7,3	35	Cónico	PD-349	PD-128D
PD-119	Nobel Branemark	WP	Hex. 1,2	M2,5	3,4	7,15	40	Plano	PD-344	PD-119D
PD-058	Nobel Replace	NP	Unigrip	M1,8	2,2	8,8	30	Plano	PD-347	PD-058D
PD-053	Nobel Replace	RP/WP	Unigrip	M2	2,46	9,9	35	Plano	PD-346	PD-053D
PD-193	Nobel Active	NP	Unigrip	M1,6	2,2	7,3	25	Cónico	PD-348	PD-193
PD-107	3i Certain	NP/RP/WP	Hex. 1,2	M1,6	2,2	8,4	25	Plano	PD-357	PD-107D
PD-106	3i Certain	RP/WP	Hex. 1,2	M1,6	2,3	8,4	25	Plano	PD-356	-
PD-29TOL35/09	Neodent CM	CM	Hex. 0,9	M1,8			15	Cónico	PD-29TOC35/09	-
PD-29TOL45/09	Neodent GM	GM	Unigrip	M1,6	2,1	8,75	20	Cónico	PD-29TOC45/09	-
PD-077	Straumann Tissue Level	RP	Torx	M2	2,4	7,6	35	Plano	PD-351	-
PD-154	Straumann Tissue Level	RP/WP	Torx	M2	2,6	6,7	35	Cónico	PD-362	PD-154
PD-017	Straumann Synocta	RP	Torx	M2	2,5	4,45	15	Cónico	PD-350	-
PD-423	Straumann Bone Level	NP	Torx	M1,6	2,1	7,85	25	Cónico	PD-364	PD-423D
PD-157	Straumann Bone Level	RP	Torx	M1,6	2,2	7,85	25	Cónico	PD-352	PD-157D
PD-767	Straumann Bone Level	Multibase	Torx	M1,4	2,15	4,5	15	Cónico	-	-
PD-926	Straumann SRA	NC/RC	Torx	M1,4	2,18	3,65	15	Cónico	PD-926C	-
PD-61TOL35	Straumann BLX	RP	Torx	M1,6	2,1	6,1	25	Cónico	PD-61TOC35	PD-61TOA35
PD-162	BTI Interna	RP/WP	Hex. 1,2	M1,8	2,55	7,05	30	Plano	PD-358	PD-162D
PD-842	BTI Interna Multi-Im BTI Unit System	RP	Hex. 1,2	M1,4	2	3,6	15	Plano	PD-843	PD-022D
PD-268	BTI Externa	NP	Hex. 1,25	M2	2,55	5,5	35	Plano	PD-359	-
PD-043	Astra Aqua	NP	Hex. 1,27	M1,6	2,35	8,3	25	Plano	PD-353	PD-043D
PD-097	Astra Lilac	WP	Hex. 1,27	M2	2,35	10,3	35	Plano	PD-354	PD-097D
PD-044	Astra 20° / 45°	20°	Hex. 1,27	M1,4	2,3	4,8	15	Plano	PD-355	PD-044D
PD-437	Astra Tech	NP	Hex. 1,27	M1,4	2,1	7,5	15	Cónico	PD-433	-
PD-022	Multiunit	RP	Unigrip	M1,4	2	3,5	15	Plano	PD-361	PD-022D
PD-037	Hexágono interno Zimmer	NP/RP/WP	Hex. 1,25	M1,8	2,15	8,3	30	Cónico	PD-345	PD-037D
PD-282	Sweden Martina	NP	Hex. 1,27	M1,8	2,15	8,1	30	Cónico	PD-365	-
PD-290	Sweden Martina	WP	Hex. 1,27	M2	2,55	7,75	35	Cónico	PD-366	-
PD-093	Klockner	RP/WP	Hex. 1,7	M1,8	2,4	6	30	Cónico	PD-360	PD-921D
PD-887	Megagen	RP	Hex. 1,2	M1,8	2,1	8	30	Plano	-	PD-887D
PD-759	Phibo TSH S2	NP	Hex. 1,27	M1,8	2,25	8,05	35	Plano	PD-797	-
PD-817	Ankylos	NP	Hex. 0,9	M1,8	2,35	7,9	30	Cónico	PD-828	-
PD-866	Bego	NP/RP	Hex. 1,27	M1,8	2,2	7,6	30	Cónico	PD-867	PD-037D
PD-853	Biohorizons Hexágono interno		Hex. 1,27	M1,8	2,4	7,25	30	Cónico	PD-859	PD-037D
PD-783	Biotech 3,9	NP/RP	Hex. 1,25	M1,8	2,3	9	30	Cónico	PD-786	-
PD-20TL36	Biotech Kontakt	RP	Hex. 1,2	M1,4	1,92	7,7	15	Cónico	PD-20TC36	PD-20TA36

TORNILLOS

Explicación símbolos de tornillos



Hexágono
Cabeza del tornillo hexagonal y su tamaño.



Cuadrado
Cabeza del tornillo cuadrada y su tamaño.



Cruciforme
Cabeza del tornillo cruciforme.



Plana
Cabeza del tornillo plana.



Unigrip
Cabeza del tornillo Unigrip.



Torx
Cabeza del tornillo Torx.



Hexalobular
Solución hexalobular patentada EP 2420354 B1.

BRANEMARK
ZIMMER
BIOHORIZONS & STRAUMANN BLX
STRAUMANN BONE LEVEL
STRAUMANN TISSUE LEVEL
NEDDENT
NOBEL ACTIVE
NOBEL REPLACE
BIOMET 3i CERTAIN
BTI INTERNA
ASTRA OSSEOSPEED
MECAGEN ANYRIDGE
ANKYLOS
SWEDEN & MARTINA
SWEDEN & MARTINA KOHNO
BIOTECH KONTACT TRANSEPTELIALES

Reiner^{DENTAL}



30
AÑOS
DE GARANTÍA



ENVÍO
24 h



Atención personal
con técnicos
especializados



Compatible con las
principales marcas
del mercado



Mercado CE
Licencia del
Fabricante Sanitario
ISO 13485
Sala Blanca ISO 7

Reiner DENTAL

REINER MEDICAL S.L.

Polígono Industrial Itziar, Parcela H-7
Deba, Spain
+ (34) 943 606 286
info@reinerdental.com
pedidos@reinerdental.com

www.reinerdental.com

2023